

订货信息  
Ordering Information

- 适配导丝：0.014"
- 标称压力（NP）：8atm
- 额定爆破压（RBP）：18atm




球囊直径	球囊长度						
	15mm	20mm	25mm	30mm	40mm	60mm	80mm
2.00mm	PRX-2015	PRX-2020	PRX-2025	PRX-2030	PRX-2040	PRX-2060	PRX-2080
2.50mm	PRX-2515	PRX-2520	PRX-2525	PRX-2530	PRX-2540	PRX-2560	PRX-2580
3.00mm	PRX-3015	PRX-3020	PRX-3025	PRX-3030	PRX-3040	PRX-3060	PRX-3080
3.50mm	PRX-3515	PRX-3520	PRX-3525	PRX-3530	PRX-3540	PRX-3560	PRX-3580
4.00mm	PRX-4015	PRX-4020	PRX-4025	PRX-4030	PRX-4040	PRX-4060	PRX-4080
4.50mm	PRX-4515	PRX-4520	PRX-4525	PRX-4530	PRX-4540	PRX-4560	PRX-4580
5.00mm	PRX-5015	PRX-5020	PRX-5025	PRX-5030	PRX-5040	PRX-5060	PRX-5080
5.50mm	PRX-5515	PRX-5520	PRX-5525	PRX-5530	PRX-5540	PRX-5560	PRX-5580
6.00mm	PRX-6015	PRX-6020	PRX-6025	PRX-6030	PRX-6040	PRX-6060	PRX-6080
6.50mm	PRX-6515	PRX-6520	PRX-6525	PRX-6530	PRX-6540	PRX-6560	PRX-6580
7.00mm	PRX-7015	PRX-7020	PRX-7025	PRX-7030	PRX-7040	PRX-7060	PRX-7080

D·Konquer™ Rx

NC 外周快速交换型球囊  
Peripheral Rx Balloon Catheter

国械注准20233031243

鼎科医疗  
DK MEDTECH



鼎科医疗技术（苏州）有限公司  
☎ 0512-69880808  
✉ cs@dkmedtech.com  
🌐 www.dkmedtech.com  
📍 苏州工业园区苏虹西路9号新虹产业园5号楼

鼎科医疗  
DK MEDTECH



交相辉映  
换斗移星

## ⊕ 高爆破压


- nylon12的球囊管结合先进的球囊成型工艺
- 最高RBP 18atm

## D·Konquer™ Rx

Peripheral Rapid Exchange  
Balloon Dilatation Catheter



- 球囊显影标记
- 0.014" 导丝系统
- 柔性短尖端
- 丝滑过弯



- 适用于扩张颈动脉、髂动脉、股动脉、髂股动脉、腘动脉、腘下动脉以及肾动脉狭窄，治疗自体或人工透析动静脉内瘘阻塞。

## ⊕ 通过性佳

- 外层多段涂层设计，内部导丝腔内润滑材质，提高球囊通过性
- 通过外径 $\leq 1.8\text{mm}$ ，0.014" 系统，便于通过狭窄血管病变部位
- 2.0mm-7.0mm球囊均匹配6F导引导管

## ⊕ 快速交换系统

- 可使用130cm短导丝
- 单手可操作
- 导丝交换段30cm