

订货信息

Ordering Information

▼

- 适配导丝：0.018" / 0.035"
- 标称压力：8 atm (全型号)
- 额定爆破压：20 atm (全型号)
- 推送杆长度：A – 50cm；B – 90cm；C – 130cm

0.018"	球囊直径				
球囊长度	4.00mm	5.00mm	6.00mm	7.00mm	8.00mm
20mm	DKT18-4020A/B/C	DKT18-5020A/B/C	DKT18-6020A/B/C	DKT18-7020A/B/C	DKT18-8020A/B/C
40mm	DKT18-4040A/B/C	DKT18-5040A/B/C	DKT18-6040A/B/C	DKT18-7040A/B/C	DKT18-8040A/B/C
60mm	DKT18-4060A/B/C	DKT18-5060A/B/C	DKT18-6060A/B/C	DKT18-7060A/B/C	DKT18-8060A/B/C
80mm	DKT18-4080A/B/C	DKT18-5080A/B/C	DKT18-6080A/B/C	DKT18-7080A/B/C	DKT18-8080A/B/C

0.035"	球囊直径				
球囊长度	4.00mm	5.00mm	6.00mm	7.00mm	8.00mm
20mm	DKT35-4020A/B/C	DKT35-5020A/B/C	DKT35-6020A/B/C	DKT35-7020A/B/C	DKT35-8020A/B/C
40mm	DKT35-4040A/B/C	DKT35-5040A/B/C	DKT35-6040A/B/C	DKT35-7040A/B/C	DKT35-8040A/B/C
60mm	DKT35-4060A/B/C	DKT35-5060A/B/C	DKT35-6060A/B/C	DKT35-7060A/B/C	DKT35-8060A/B/C
80mm	DKT35-4080A/B/C	DKT35-5080A/B/C	DKT35-6080A/B/C	DKT35-7080A/B/C	DKT35-8080A/B/C

D•Kutting®

刻痕球囊扩张导管
PTA Scoring Balloon

国械注准20223031527

鼎科医疗
DK MEDTECH





鼎科医疗技术（苏州）有限公司
☎ 0512-69880808
✉ cs@dkmedtech.com
🌐 www.dkmedtech.com
📍 苏州工业园区苏虹西路9号新虹产业园5号楼

鼎科医疗
DK MEDTECH

定向刻痕
六边战士


D·Kutting®

刻痕球囊扩张导管




刻痕件120°定向分布

定向、均匀、规则撕裂内膜



专利镍钛绕簧技术

保障球囊过弯能力





三角金属刻痕件

更强的压力聚焦作用


... 定向刻痕·六边战士 ...

用于扩张髂动脉、股动脉、髂股动脉、腘动脉、腘下动脉和肾动脉内的病变，治疗自体或人工透析动静脉内瘘阻塞。




高爆破压

更高扩张成功率与管腔获得



柔顺性佳

贴合血管形态



型号齐全

适合下肢动脉与血透通路

